

Phonak CROS II

La solución inteligente para la pérdida auditiva unilateral



“Mis audífonos
CROS me
devolvieron
el sonido y
mi vida”.



Angie Aspinall,
usuaria de
Phonak CROS


Audición con un oído

Si cuando está en una sala ruidosa no puede escuchar a su esposa o sus compañeros porque no están colocados en el lado de su oído bueno, o si habla por teléfono y no es consciente del contexto, entonces Phonak CROS II es la solución inteligente para usted.

¿Qué puede hacer CROS II por usted?

- Le permite tener una conversación en entornos silenciosos y ruidosos sin tener que cambiar de posición.
- Le permite responder a sus amigos cuando le hablan por el lado que no oye.
- No necesita procedimientos quirúrgicos.
- Se lleva de forma discreta.






Del malo al bueno

CROS II le transmitirá el sonido y las voces para permitir que su oído bueno escuche por sus dos oídos. Si tiene una buena audición en un oído y pérdida de audición en el otro, entonces, CROS II hará el trabajo por usted.

CROS significa “Presentación Contralateral de la Señal” y consta de dos partes:

- El transmisor CROS con un micrófono para que el oído con pérdida auditiva capte sonidos y voces y los transmita de forma inalámbrica al audífono.
- El audífono que recibe la señal del oído con pérdida auditiva y la reproduce en el oído bueno.





Con CROS II, sentirá de inmediato que forma parte de una conversación, independientemente del contexto. Ya sea en una cena con amigos o en una reunión de trabajo, no tiene que colocarse de modo que todo el mundo se siente en su lado bueno.

Por esta razón es tan inteligente

CROS II cuenta con la tecnología innovadora de Phonak Venture. Se trata del chip de última generación que consigue que la audición sea más fácil que nunca. Estas son algunas de sus grandes posibilidades:

- Detecta automáticamente el ambiente sonoro en el que se encuentra y cambia a la mejor configuración posible. Olvidará que lo lleva puesto.
- Puede acercar el zoom de la voz que se encuentra frente a usted para conseguir una mejor comprensión verbal. Tanto si se encuentra en un restaurante, como en una calle muy transitada o simplemente en una conversación en privado.






Simplemente enciéndalo

CROS II es sencillo y está listo para usar. A diferencia de los audífonos con implante osteointegrado que requieren cirugía y un tiempo de curación prolongado, una vez que se coloca el CROS II, simplemente tiene que encenderlo y disfrutar de la audición desde ambos lados.

Casi invisible



Los modelos de Phonak CROS son pequeños y discretos. Se adaptan perfectamente tras la oreja, de tal modo que son mucho más invisibles de lo que parece.



La adaptación adecuada

CROS II está disponible en dos discretos modelos de BTE. Si busca el **tamaño más pequeño**, el 312 es la elección perfecta.

El modelo 13 es un poco más grande, y cuenta con una **vida útil prolongada de la batería** y control de volumen.



Phonak CROS II-312

Phonak CROS II-13

Los que prefieren una solución a medida pueden elegir entre dos modelos que se llevan en el canal auditivo.



Phonak CROS II-312 Custom

Phonak CROS II-13 Custom

En su oído bueno, puede emparejar CROS II con un audífono de Phonak Venture compatible.



Color coordinado

Escoja uno de los 11 colores para que combine con su tono de piel o su color de pelo.



CROS II en diferentes situaciones

Conversaciones en lugares ruidosos

Phonak CROS II puede acercar la voz que se encuentra frente a usted y reducir el ruido del entorno. **Esto le permite oír más lo que le interesa y menos lo que no.**



Tener una conversación mientras conduce

Si su oído malo está más cerca de su compañero de viaje, quizás sea imposible mantener una conversación. **Con CROS II podrá entender fácilmente la voz del copiloto** porque el transmisor CROS II la transmitirá a su oído bueno.



Caminar por la calle

Con CROS II mejorará su percepción de los sonidos porque puede oír en ambas direcciones. Consigue que la conversación sea más fácil porque deja de depender de que las personas estén colocadas en su lado bueno. También puede oír si alguien le llama en la calle.



Nuestros mejores consejos

Si esta es su primera vez con un CROS o si actualiza los CROS anteriores, aquí se presentan nuestros mejores consejos para sacar el máximo provecho de su Phonak CROS II.

1. Hable con su audioprotesista (HCP)

Su HCP le ayudará a realizar los ajustes necesarios para asegurarse de que cuenta con una configuración cómoda. No dude en volver a visitarle si siente que algo tiene demasiado volumen o "no está bien". El audioprotesista quiere que esté contento, así que, vuelva a visitarle si lo necesita.

2. Déle tiempo

Adaptarse a algo nuevo lleva tiempo, ya sea a un nuevo par de zapatos o a un nuevo coche. Adaptarse a CROS II no es diferente. Todo sonará diferente al principio, así que, tenga paciencia.

3. Pruébelo en entornos diferentes

Pruébelo en situaciones familiares y, a continuación, empiece a probarlo en nuevos entornos. ¿Hay algún lugar que haya evitado a causa de su pérdida auditiva? Observe cómo CROS II marca la diferencia en su disfrute y nivel de confort.

4. Háblelo con sus amigos y familia

Informe a las personas que se está adaptando a unos nuevos audífonos y que puede tardar en acostumbrarse a utilizarlos.

5. Tómese un descanso

Si tiene pérdida auditiva unilateral desde hace mucho tiempo, puede que su cerebro tarde un poco en adaptarse. Tómese un respiro de vez en cuando o baje el volumen un rato. Su HCP puede aconsejarle sobre el tiempo de uso óptimo.

6. Tome nota

Si hay situaciones en las que siente que el sonido no es bastante bueno, tome nota y vuelva a su HCP para configurar su CROS II de la forma en que mejor se adapte a usted.



Life is on

Nos preocupan las necesidades de todas aquellas personas que dependen de nuestros conocimientos, ideas y cuidados. Retamos a los límites de la tecnología de una forma creativa con el fin de desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a las personas a oír, a comprender y a experimentar mejor los complejos entornos acústicos que ofrece la vida.

**Interactuar con libertad. Comunicarse con seguridad.
Vivir sin límites. Life is on.**

www.phonak.es